

IT Come usare lo spazzolino

1. Premere il pulsante di alimentazione per accendere lo spazzolino.
2. Premere nuovamente in meno di 5 secondi per passare da una modalità di spazzolatura all'altra.
3. Tenere Premuto il pulsante di accensione per 2 secondi per spegnere lo spazzolino dopo aver selezionato la modalità preferita.
4. Bagnare le setole e applicare una piccola quantità di dentifricio.
5. Posizionare le setole dello spazzolino da denti contro i denti e (non premere forte).

ES Guía rápida de cómo usar el cepillo:

1. Presione el botón de encendido para encender el cepillo
2. Presione nuevamente en menos de 5 segundos para alternar entre los modos de cepillado.
3. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para apagar el cepillo después de seleccionar su modo favorito.
4. Humedezca las cerdas y aplique una pequeña cantidad de pasta de dientes.
5. Coloque las cerdas del cepillo de dientes contra los dientes (no presione con fuerza).

NL Hoe gebruik je de borstel

1. Druk op de aan / uit-knop om de borstel aan te schakelen.
2. Druk opnieuw in minder dan 5 seconden om door de poetsstanden te schakelen.
3. Druk lang op de aan / uit-knop gedurende 2 seconden om de borstel uit te schakelen nadat uw favoriete modus is geselecteerd.
4. Maak de borstelharen nat en breng een kleine hoeveelheid tandpasta aan.
5. Plaats de borstelharen van de tandenborstel tegen de tanden aan (druk niet hard).

The Beconfident® Multifunctional formula ensures clean, visibly whiter teeth, strengthens the enamel, freshens the breath and protects against plaque and cavities.

The various flavours + Mint flavour relaxes and recharges mind and body.

How to use: Brush the teeth daily in the morning and in the evening for at least 2 minutes with the Beconfident® Multifunctional Whitening Toothpaste. Add a sip of water and swirl around for additionally 30 seconds. Best feeling ever!



b beconfident®

Beconfident® – Oral care innovation

Group Beconfident Europe AB

Tennisvägen 31, SE-269 33 BÅSTAD, Sweden

www.beconfident.com



b beconfident

Sonic Silver

Whitening Toothbrush

Quick Guide



Congratulations on your quality purchase from Beconfident® – We hope you will love our Sonic toothbrush and toothpastes

Before using this product, read this user manual carefully to learn about the features and the recommendations (the do's and don'ts) and how you can make the best use of it. Note: Charge the Beconfident sonic toothbrush completely prior to using it for the first time.



EN Quick guide how to use the brush:

1. Press power button to turn on the brush
2. Press again in less than 5 seconds to toggle through brushing modes.
3. Long press power button for 2 seconds to turn off the brush after your favourite mode is selected.
4. Wet the bristles and apply a small amount of toothpaste.
5. Place the toothbrush bristles against the teeth and (do not press hard).

SE Hur du använder tandborsten

1. Tryck på knappen för att slå på borsten.
2. Tryck igen på mindre än 5 sekunder för att byta borstningsläge.
3. Håll inne knappen i 2 sekunder för att stänga av borsten. Borsten startar automatiskt i samma läge nästa gång.
4. Fukta borsten och applicera en liten mängd tandkräm.
5. Placera tandborstshuvudet mot tänderna och tryck på knappen. Borsta mjukt.

DK Brug af tandbørsten

1. Tryk på 'Tænd' knappen for at tænde tandbørsten.
2. Tryk igen inde for 5 sekunder for at vælge mellem børsteindstillinger.
3. Hold 'Tænd'-knappen inde i 2 sekunder for at slukke børsten efter du har valgt din favoritindstilling.
4. Vådgør børstehårene og anvend en lille mængde tandpasta.
5. Placer børstehårene mod tænderne (undgå at trykke hårdt mod tænderne).

DE Benutzung der Zahnbürste

1. Drücken Sie den Startknopf, um die Bürste einzuschalten.
2. Drücken Sie erneut in weniger als 5 Sekunden, um durch die Putzmodi zu wechseln.
3. Halten Sie die Ein / Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Zahnbürste auszuschalten, nachdem Ihr Lieblingsmodus ausgewählt wurde.
4. Benetzen Sie die Borsten und tragen Sie eine kleine Menge Zahnpasta auf.
5. Legen Sie die Zahnbürstenborsten gegen die Zähne ohne fest zu drücken.

FR Comment utiliser la brosse à dents

1. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer la brosse.
2. Appuyez de nouveau moins de 5 secondes pour basculer entre les différents modes de brossage.
3. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes une fois votre mode préféré sélectionné.
4. Mouillez les poils et appliquez une petite quantité de dentifrice.
5. Placez les soies de la brosse à dents contre votre dentition et (ne pas appuyer trop fort).